

## Pakkausseloste **FI**

### Mikä on tearsagain®?

**tearsagain®** on liposomisilmäsuihke. **tearsagain®** rauhoittaa kuivia ja ärtyneitä silmiä tasapainottamalla silmän kyynelkalvon lipidikerroksen ja estämällä kosteuden haihtumisen silmästä.

### Mitä tearsagain® sisältää?

Ainesosat: soijalesitiini, natriumkloridi, etanoli, fenoksietanoli, A-vitamiini (palmitaatti), E-vitamiini ja aq purif.

### Mihin tearsagain® auttaa?

**tearsagain®** tasapainottaa kyynelkalvon lipidikerroksen ja parantaa silmän ja silmäluomen kosteutta. **tearsagain®** auttaa ympäristön aiheuttamaan silmien kuivumiseen, väsyneisiin silmäluomiin, hiekan tuntuun silmissä ja polttaviin kutiaviin silmiin. **tearsagain®** tekee myös piilolinssien käytöstä miellyttävämpää.

### Ennen tearsagain®-suihkeen käyttöä

Älä käytä **tearsagain®**-tuotetta, jos olet allerginen (yliherkkä) jollekin tuotteen ainesosalle.

### Miten käytät tearsagain® suihketta?

Suihkauta **tearsagain®**-suihketta 1–2 kertaa suljetuille silmäluomille. Pidä suihkesuutin noin 10 cm:n päässä silmistä. Älä suihkuta suoraan aivoimeen silmään, äläkä myöskään kosketa suuttimella silmää. Jos käytät **tearsagain®**-suihketta meikin kanssa, suihkauta tuotetta vain kerran ja pidä suutin noin 20 cm:n päässä silmästä.

### Annettu

1–2 suihketta suljetulle silmäluomelle 3–4 kertaa päivässä. Tarvittaessa **tearsagain®**-suihketta voi käyttää useammin.

### Muiden silmätuotteiden samanaikainen käyttö

**tearsagain®**-suihketta ei pidä käyttää samanaikaisesti muiden silmätuotteiden kanssa. Jätä vähintään 10 minuutin tauko tuotteiden välille, jos käytät useampia silmätuotteita samaan silmään.

### Muut tiedot

Vakuumpumpun ansiosta **tearsagain®** suihketta voi käyttää useampi henkilö samasta pullosta.

Metallisetin lasipullon ja suihkesuuttimen välillä tulee olla ehjä, kun aloitat käytön.

Teknisistä syistä pulloa ei voi tyhjentää kokonaan. Annetun tilavuuden takaamiseksi pullo on ylitäytetty.

Kun käytät **tearsagain®**-suihketta ensimmäistä kertaa, suihkauta 3–4 kertaa ilmaan, jotta suihkeputki täyttyy.

Suihkepullo sisältää 10 ml.

### Säilytys

Säilytä 2°C – 25°C.

Ei lasten saataville tai ulottuville.

Tuote säilyy 6 kuukautta avaamisesta.

Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Päiväys: 2013-12



CE0482



Optima Medical Swiss AG,  
Bundesstr. 7, 6300 Zug  
Schweiz

### Konsumentkontakt/Markkinoija:

**SE:** ABIGO Medical AB  
tel + 46 31 7484950  
www.abigo.se

**DK:** ABIGO Pharma A/S  
tel: + 45 46498676  
www.abigo.dk

**NO:** Abigo Medical AS  
Tlf: +46 317484950  
www.abigo.no

**FI:** Sabora Pharma Oy  
Puh. +358 (0) 29 370 0350  
www.saborapharma.fi

